



矯正装置・マウスピース リテーナーのお手入れ

リテーナーシャインの使用方法



- ① コップにリテーナーが完全に浸る量の水を入れます。
- ② 付属のスプーンでリテーナーシャイン 1回分をコップに入れます。
(顆粒が溶けにくい場合は、素早くかき混ぜてください。また、溶けない顆粒が残っていても洗浄力は変わりありません)
- ③ その後、すぐにリテーナーを入れ、溶液の色が変わったら洗浄は終了です。
- ④ リテーナーを取り出し、流水で充分すすいだ後、お口の中に装着します。

¥800+税

ポリデントフレッシュクレンズの使用方法

- ① ボトルをよく振る
- ② 適量を装置にかける。
- ③ 約90秒間、歯ブラシ等を用いてブラッシングを行う
- ④ 流水でしっかりすすぐ。



¥1,050+税